

# 桐らくね専用 拡張アタッチメント




製品番号 KAA-01

## ご使用上の注意

- ベッドを折り畳む際は、拡張用アタッチメントを取り外しての動作をお願いします。
- 拡張アタッチメントを取り付けたままの移動はできません。破損の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
- ご使用の際に手や指を挟まないようにご注意ください。
- 設置は水平で段差のない安定した場所にしてください。
- 汚れは乾いた布でふき取ってください。
- 桐らくね取扱説明書をご参照のうえ、正しくご使用ください。

## 設置方法



- ① アタッチメントをベッド側面に置き、所定の穴（2ヶ所）にマジックテープで固定します。



- ② もう片側も同様に、マジックテープで固定します。



- ③ アタッチメントの取り付け完了です。  
※ ベッドとの段差は、ベッドで使用時の荷重によりベッドが沈むことで解消されます。

 kiriken

製造元：桐建材株式会社